

Ablation endométriale Simplifiée

LiNA Librata™

Appareil d'Ablation par ballonnet sans fil

2 minutes de temps de traitement
avec la polyvalence de la thérapie par
ballonnet ;

Combiné avec la première unité à main
sans fil entièrement automatisée.



Innovation en Gynécologie

LiNA Librata™

Rapide

- Le cathéter mince 5,4 mm nécessite peu ou pas de dilatation.
- 2 minutes de temps de traitement.
- Pas de configuration complexe.

Simple

- Parfaitement adapté à la gynécologie ambulatoire
- Pas de nécessité de mesurer la longueur ou la largeur de la cavité.
- Capable de traiter un utérus de forme irrégulière.
- Retrait facile du cathéter à la fin de l'intervention.

L'intelligence sans fil

- Pas de générateur, Pas de câbles, Pas d'investissement en capital.
- Le logiciel intelligent de Librata gère automatiquement le temps, la température et la pression pour un traitement efficace.
- Surveillance continue de la cavité utérine pour une sécurité optimale.



LiNA Librata / 2016-08-BV0151C FR



LiNA Librata™

Conception Intelligente,
Fonctionnement simple.

Distributeur/Informations de commande :

LiNA Medical ApS

Formervangen 5, DK-2600 Glostrup, Denmark | Tel.: +45 43 29 66 66, Fax: +45 43 29 66 99
 info@lina-medical.com www.lina-medical.com
 CVR: 10054974

LiNA is a registered trademark of LiNA Medical in EU, US and CN